

## Endovenöse Lasertherapie

## Auch bei Mehrfachablationen zuverlässig




BILD: BIOLITEC®

Die Langlebigkeit und Wirksamkeit der ELVeS® Radial® 2ring slim Faser von biolitec® für Mehrfachablationen bei Krampfadern sind durch eine neuere Studie belegt (1). Zwölf Monate nach endovenöser Laserablation (EVLA) bei 150 Patienten lag die Okklusionsrate bei 98,3%. Die für die Patienten schmerzarme Behandlung erzielte signifikante Verbesserungen.

Mit dem Hinweis auf die volle Funktionalität der Faser auch nach intensiver Nutzung bestätigt die Studie auch die FUSION®-Technologie von biolitec®. Faserspitze und Lichtleiter

der hitze- und zugbeständigen Radial®-Fasern sind sicher verschmolzen und der Verlust der Faserspitze in der Vene ist damit nahezu ausgeschlossen.

## Literatur

1. Verbist J et al. Durability and efficacy of the ELVeS®Radial® 2ring slim fiber for multiple ablations. *Phlebology* 2023;38(10):641–648. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37545129/>

Quelle: biolitec®